

蒸留装置用ガラス器具 専用ブラシー式セット

～蒸留装置用ガラス器具専用のブラシを製品化しました～

(株)スギヤマゲン製 蒸留装置用ガラス器具の形状に合わせた 4 種類のブラシです。
専用ブラシが各ガラス器具にフィットし、これまでブラシが届きづらかった部分の汚れもしっかり洗浄
できます。


【対象ガラス器具】

- ・トラップ球
- ・連結導入管
- ・逆流止め
- ・蒸留フラスコ
- ・リービッヒ冷却管



発注記号	品名	セット品内容	価格 (円/税別)
P-00BR	蒸留装置用ガラス器具 専用ブラシー式セット	①トラップ球用ブラシ ②逆流止め用ブラシ ③フラスコ用ブラシ ④トラップ球・枝管用ブラシ (Wエンド型)	5,800


トラップ球用ブラシ



- トラップ球にすっぽり入ります。
- 連結導入管の洗浄にも使用できます。

発注記号	価格 (円/税別)
P-00BR-1	960

逆流止め用ブラシ



- 毛幅にテーパーが付いています。
- フラスコの側管部の洗浄にも対応します。

発注記号	価格 (円/税別)
P-00BR-2	840

フラスコ用ブラシ



- 蒸留フラスコに特化したブラシです。
- 隅々までブラシが届きます。

発注記号	価格 (円/税別)
P-00BR-3	1,360

トラップ球・枝管用ブラシ (Wエンド型)



- トラップ球のクランクにも対応します。
- Wエンド仕様で複数のガラス管の径に対応します。
- スプリング仕様の柄は使用后、元に戻ります。
- リービッチ冷却器の中管にも対応します。

発注記号	価格 (円/税別)
P-00BR-4	2,800



株式会社スギヤマゲン

営業部 〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9
 TEL 03-3814-0285 FAX 03-3815-3045
 商品管理室 〒112-0012 東京都文京区大塚2-1-15
 TEL 03-5940-9300 FAX 03-5940-9301
<http://www.sugiyama-gen.co.jp>
mail@sugiyama-gen.co.jp

