

感染症対策をサポート

防護服 (医療用)



～商品の特徴～

- ・飛沫感染、接触感染など感染症へのリスクを軽減できます。
- ・ポリプロピレン製の一枚布からできており、縫製部分も少なく高性能です。
- * 感染を 100% 予防するものではありません。
- * 本品は使い捨てとなっております。再利用はお控えください。
- * マスクは付属いたしません。

～商品仕様～

- ・商品名: 使い捨て防護服
- ・品番: MPC-L
- ・素材: ポリプロピレン製不織布
- ・サイズ: L (写真モデルは身長が約 175 cm となっております。)
- ・使用期限: 製造日から2年、E0 滅菌
- ・入数: 10 枚入り(個包装)
- ・販売希望価格: 39,800 円(税抜き)