

# ウイルス輸送液

## SGVTM-3S

「ウイルス輸送液（VTM）」は、細胞培養用培地にBSA、ペニシリン、ストレプトマイシン、ゲンタマイシン、アンフォテリシンBを添加し、フィルター滅菌したものを丸底滅菌チューブに分注しております。

なお、この輸送液はウイルスの活性を保持する組成になっております。その他、検体懸濁後の-80度保存にも対応しております。

品番：SGVTM-3S

品名：ウイルス輸送液

容器材質：PP(ポリプロピレン)


標準価格：23,000円

分注量：3mL

入数：50本/箱

有効期限：製造後6ヶ月間

貯法：冷蔵保存



株式会社スギヤマゲン

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9

mail@sugiyama-gen.co.jp

注) 安定供給のため、チューブの印字やキャップの色は予告なく変更することがあります。