

小型卓上遠心機 H-19α

SMALL SIZE TABLE-TOP CENTRIFUGE

コンパクトサイズの遠心機！



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

〈本体価格〉 **¥149,000** (税別)

型式	H-19α
分類	小型卓上遠心機
最高回転数	4,000[rpm]
最大遠心力	2,650[×g]
最大容量	400[mL]
制御	マイコンピューター及びインバーター制御
モーター	インダクションモーター
ヒューズ	5[A] 250[V] タイムディレイ (6.35×31.8) 定格遮断電流 100[A]
定格・電撃保護	連続・クラス I 機器
回転計	デジタル表示 100~4,000[rpm] (10/100[rpm]単位で設定可能)
遠心力計	デジタル表示 10~2,650[×g] (10/100[×g]単位で設定可能)
タイマー	デジタル表示 ホールド付 1~999[min] (1/10[min]単位で設定可能) デジタル表示 ホールド付 1~999[sec] (1/10[sec]単位で設定可能)
メモリー数	6メモリー(回転数・遠心力・タイム・加速・減速)
ステップモード	3メモリー
密度勾配モード	1メモリー
加速	3段階選択方式
減速	3段階選択方式・自然減速
電源	単相 AC100[V] 5[A] 0.5[kVA] 50/60[Hz]
電圧変動	±10%(90~110[V])以内
プラグ形状	JIS C 8303用 アース接続線付
寸法	本体: 幅364×奥行384×高さ320[mm]
重量	21.5[kg]

スイングタイプ

☆H-19α用金属バケット及び樹脂ケースは4個/組です。

ロータ	金属バケット (4個/組)	イメージ	容量 (ml × 本数)	チューブ径 (φ mm)	チューブ長 (Lmm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	価格 (円)
RF-109K	MA-109K		15ml × 4本 (ガラス、TC)	16.0~17.5	100~120	4,000	2,600	14,500
 ¥35,000	MB-109K		15ml × 8本 (ガラス、TC)	16.0~17.5	100~120	4,000	2,600	16,000

※金属バットはその他多数ございますので、別途ご相談ください。

金属バケット適合スギヤマゲン容器

品番	品名	径(mm)		長さ(mm)	底上げゴムの必要性
		蓋	容器胴体		
SG-4351.3000	サリベット	Φ 16	Φ 16	97	有
SG-915	唾液採取キット	Φ 18.5	Φ 15.5	107.5	無
SGFK-4S	PCRメディア	Φ 19.5	Φ 16	104	有

※底上げゴムに関しては別途ご相談ください。

専用架台



¥100,000(税別)

寸法: W 410mm × D 411mm × H 581mm

※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

※掲載価格は税別です。

製造元



■東京営業部 〒338-0832 さいたま市桜区西堀7-8-16
 TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
 ■大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
 TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
 ■九州営業所 〒802-0002 北九州市小倉北区京町3-14-11(五十鈴ビル本館502号)
 TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436
 ※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

販売



〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9
 TEL.03-3814-0285 FAX.03-3815-3045