

～尿と混ざらず、便だけ捕捉でき、楽に採便できる～

新発売

キャンペーン 期間～2020.3.31

~~32,000~~

19,200円

採便キット

一連の流れで便を採取できるよう、ベンキャッチ（採便シート）と採便コンテナがセットになった採便キットです。これまで採便しづらかった水様便（下痢便）にも対応しています。



衛生的、かつ、正確な採便が可能のため、検体検査の質が向上します。わずらわしい採便作業を簡単にし、便水に浸からないので確実な採便ができるキットです。

水流で流せる紙を採用しているため、使用後はそのまま便器で流すことができます。

| 品番 | 品名 | 入数 | 素材 | キャンペーン価格 |
|-------|-------|------------------------------------|-------------------------------|--|
| BS-01 | 採便キット | ベンキャッチ 採便コンテナ 各1 / 袋×100セット入 | ベンキャッチ：水解紙 採便コンテナ：PP/HD-PE | 32,000円 ↓ 19,200円（税別） |

ベンキャッチの特徴

- 1 中空構造のため尿やトイレの水と混ざらない。
- 2 立体形状のため、どのような便でもそのまま捕捉できる。
- 3 両面テープで便座の中央に固定できるので通常の姿勢で排便できる。
- 4 水解紙のため採便後トイレにそのまま流せる。



採便コンテナの特徴

- 1 フタとスコップが一体化しているためゴミなどが出ない
- 2 水様便でも取りやすい
- 3 スクリューキャップのためもれない
- 4 便利なラベル付