


ウイルス検体の輸送向け

PCRメディアSGシリーズ

40%塩酸グアニジン含有しており、ウイルスなどを失活させ、検体採取後の感染リスクを下げることができます。
大型PCR装置向けPCRメディアを模して作成されております。



保存液 4.3ml タイプ

大型装置に直接架設可能

保存液 3ml タイプ

(注意)

本製品は試薬や機器によりお使い頂けない場合がございます。
後工程で使用するキットの添付文書の記載をご確認ください。



NEW!

品名	品番	容量	入数	保管温度	価格(円/税別)
PCRメディアSG	SGFK-4S	4.3ml	50本	室温	20,000
PCRメディアSG	SGFK-3D	3ml	50本	室温	20,000

【製造元】



【販売元】



株式会社スギヤマゲン

〒113-0033東京都文京区本郷2-34-9
TEL:03-3814-0285 FAX:03-3815-3045