

アネロパック・密閉容器適合一覧表

		角ジャー					パウチ袋	
		A-112	A-119	A-110	A-110N	A-111	A-98	A-58,A-65
		W213×L280×H112	W170×L240×H80	W135×L197×H95	W135×L197×H95	W135×L197×H18		
		大型（7L）	中型（3.5L）	標準型（2.5L）	標準型（2.5L）	薄型（500ml）	Wチャック付き スタンディングパウチ	Wチャック付き袋（標準） 専用パウチ袋（標準）
アネロバックケンキ（中/3.5L）	A-06		1個					
アネロバックケンキ	A-02,03,04	3個		1個	1個		1個	
アネロバックケンキ10%	A-09			1個	1個			
アネロバックケンキ（高温菌用）	A-205N						1個	
アネロパウチケンキ	A-12,13,213					1個		1個
アネロバック微好気（7L）	A-29	1個						
アネロバック微好気（標準ジャー用）	A-28			1個	1個		1個※①	
アネロパウチ微好気（薄型ジャー用）	A-27					1個		
アネロパウチ微好気（パウチ袋用）	A-25							1個※②
アネロバックCO2	A-61,62	3個	1個	1個	1個		1個※①	
アネロパウチCO2	A-63					1個		1個※②

※①必ずシャーレラックを併用してください。

※②パウチ袋の組み合わせで使用する場合は必ずシャーレを2枚入れてください。
1枚だけの培養の場合でも、空のシャーレをもう一枚入れてください。