

～尿と混ざらず、便だけ捕捉でき、楽に採便できる～

ベンキャッチ

製品写真

カップの端に落ちてでも安心



折りたたんだ時



これまで採便しづらかった水様便（下痢便）にも対応しております。衛生的、かつ、正確な採便が可能
なため、検体検査の質が向上します。わずらわしい採便作業を簡単にし、便水に浸からないので確実な
便取りができるシートです。

	1枚包装タイプ	200枚入り
品番	B-01	B-200
入数	1枚包装×50袋/ケース	200枚/ケース
材質	水解紙	水解紙
価格	10,000円（税別）	26,000円（税別）

従来品の問題点

- 1 尿やトイレの水と混ざり細菌が混入し正確な判断ができない。
- 2 便の捕捉がしづらく、検査に必要な確実な量の採便が難しい。
- 3 無理な姿勢で取る必要がある。
手が汚れる可能性がある。
- 4 容器洗浄が必要で手間がかかる。



ベンキャッチの特徴

- 1 中空構造のため尿やトイレの水と混ざらない。
- 2 立体形状のため、どのような便でもそのまま捕捉できる。
- 3 両面テープで便座の中央に固定できるので通常の姿勢で排便できる。
- 4 水解紙のため採便後トイレにそのまま流せる。

