

院内 搬送 キャリット

院内（外）短時間の検体・血液製剤等の搬送に最適



持ちやすくプラスチック製のため、水洗い可能で衛生的です。また、液漏れの心配はありません。



※上記画像はスぺーサー、保冷剤が含まれております

ベルトを引くことで蓋を締めつけ、開くのを防止します



ベルト調整可能

キャリット（院内外検体搬送容器）

商品コード	SBE-CRT
サイズ	外寸：310×210×H280 (mm) 内寸：235×145×H240 (mm)
価格	6,000 円

オプション

上記キャリットと組み合わせて使用可能

2-6℃定温スぺーサー （保冷剤立て）

特許出願中


※4℃融点蓄熱剤内装

商品コード	SBE-CRT-CT
有効内寸	約W145×D135×H120(mm)
価格	6,800 円



2-6℃定温スぺーサー搭載で、臨床検体や血液製剤等の搬送の際、2-6℃の範囲内で正確に維持することが可能です。

ISO 15189 / 病院評価機構の温度管理に対応！



冷却スぺーサー （保冷剤立て）

商品コード	SBE-CRT-C
有効内寸	約W155×D135×H115(mm)
価格	3,800 円



保冷剤 （キャリット用）

商品コード	SBE-500N-1
仕様	0℃融点 500g
サイズ	190×140×25+4 (mm)
価格	450 円 / 1 枚

