

～感染防止の基本は手洗いから～ 手洗いトレーニングキット

てあらいくん



医療従事者の方や食品を取り扱う方のための、「正しい手の洗い方」の体感的学習教材として最適です！

<商品概要>

- 手洗いトレーニング UV照射ボックス「てあらいくん」
紫外線ランプが洗い残したローション又はオイルを浮かび上がらせます。
- 手洗いトレーニング オイル・蛍光ローション
オイルを手に摺り込んだ後、手を洗います。手洗いが不十分でオイル又はローションが残っていると、その部分が紫外線照射により光って浮かび上がって見えます。
- 手洗いトレーニング パウダー
身の回りの書類、机、OA機器などにふりかけたパウダーが、人やモノなどを介して広がっていく様子が視覚的に確認できます。接触感染の拡がり方、怖さを体感的に学習できます。

品 番	品 名	数 量	価 格
GG-100	UV 照射ボックス「てあらいくん」	1 台	32,000円
GG-002	手洗いトレーニング・オイル 238ml	1 本	7,000円
GG-004	手洗いトレーニング・蛍光ローション 100ml	1 本	3,200円
GG-003	手洗いトレーニング・パウダー 113g	1 本	6,000円

株式会社スギヤマゲン

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-34-9 TEL 03-3814-0285 FAX 03-3815-3045