

院内 搬送 **キャリット**

院内（外）短時間の検体・血液製剤等の搬送に最適



持ちやすくプラスチック製のため、水洗い可能で衛生的です。また、液漏れの心配はありません。



※上記画像はスぺーサー、保冷剤が含まれております

ベルトを引くことで蓋を締めつけ、開くのを防止します



ベルト調整可能

キャリット（院内外検体搬送容器）

- 商品コード SBE-CRT
- サイズ 外寸：310×210×H280 (mm)
内寸：235×145×H240 (mm)
- 価格 6,000 円

オプション 上記キャリットと組み合わせて使用可能



2-6°C定温スぺーサー （保冷剤立て）


特許出願中

※4°C融点蓄熱剤内装

- 商品コード SBE-CRT-CT
- 有効内寸 145×135×H115 (mm)
- 価格 6,800 円

2-6°C定温スぺーサー搭載で、臨床検体や血液製剤等の搬送の際、2-6°Cの範囲内で正確に維持することが可能です。

ISO 15189 / 病院評価機構の温度管理に対応！



冷却スぺーサー （保冷剤立て）

- 商品コード SBE-CRT-C
- 有効内寸 155×135×H115 (mm)
- 価格 3,800 円

保冷剤 （キャリット用）

- 商品コード SBE-500N-1
- 仕様 0°C融点 500g
- サイズ 190×140×25+4 (mm)
- 価格 400 円 / 1 枚

