

紫外線照射ボックス365



用途

- ・嫌気性菌等の鑑別試験

嫌気性菌は365nmの紫外線照射をすることによって光る菌種がございます。
ボックス内で平板培地や試験管培地へ紫外線(365nm)を照射し、菌の鑑別を行うことが可能です。

製品概要

- ・ボックス外形寸法：W280×D200×H200mm（LEDライト含まず）
- ・重量：約400g（LEDライト含む）
- ・紫外線波長：365nm（LED光源）
- ・折り畳み可能。
- ・商品構成：ボックス本体×1個、LEDライト（365nm）×1個、
単四電池×3本、LEDライト脱落防止リング×1個、
UVカットフィルム×1枚

品番	品名	価格（税抜）
GG-300	紫外線照射ボックス365	¥14,800-

 株式会社スギヤマゲン
since 1932

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9
TEL:03-3814-0285 FAX:03-3815-3045