

アネロパック・ケンキ5%(A-07)の廃番と代替品のお知らせ

時下ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、細胞培養などに使用されておりますアネロパック・ケンキ5%(A-07、CO₂を5%発生)につきまして、メーカーの三菱ガス化学(株)より、生産機械の老朽化が進み新たな製品が作れなくなるとの連絡があり、昨年より代替品・代替方法の検討を進めてまいりましたが、この度、アネロパック・ケンキ10%(A-09 薬剤感受性用、CO₂を10%発生)と炭酸ガス吸収剤(C-500)を併用することによって、ほぼA-07と同じような雰囲気を作り出せることが分かりました。

そこでA-07の在庫がなくなり次第(今年いっぱいである見込み)、この組み合わせに切り替えたいと考えております。なお、組み合わせが変わりましても、製品価格に変動はございません(A-07をガス濃度調節剤として使っているBIONIXの価格にも、変動はございません)。品番は変わります(Nが付くようになります A-07→A-07N)。

お客さまにはご不便、ご迷惑をおかけしますが、細胞の虚血実験やBIONIX(細胞の低酸素培養)でのご使用にこれまで通りお使い頂けます。何卒よろしくお願い申し上げます。

現行品		希望小売価格	代替品		
A-07	ケンキ5% 20個	8,000円	A-07N	ケンキ5%(ケンキ10%+C) 各20個	8,000円
(税別)					