

お客様、販売店様 各位

令和5年10月吉日
株式会社スギヤマゲン
微生物事業部
[TEL:03-3814-0285](tel:03-3814-0285)
FAX:03-3815-3045

アネロパック・ケンキ（高温菌用）仕様変更と代替品のお知らせ

時下ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて表題製品の件ですが、製造元の製造設備の統廃合により包装形態及び入数の変更を行う事となりましたのでご連絡させていただきます。

●該当製品（廃番品）

- ・A-05 アネロパック・ケンキ（高温菌用） 50個入 定価：14,000円
- ・A-205 アネロパック・ケンキ（高温菌用） 30個入 定価：8,700円

●新製品

- ・A-205N アネロパック・ケンキ（高温菌用） 30個入 定価：8,700円

●変更時期：2024年1月予定

今回の仕様変更による性能の違いはございません。

尚、仕様変更に伴い旧製品の出荷は出来なくなりました。新製品の出来るまでの間は、アネロパック・ケンキ（品番：A-03,A-04）を代替品としてご使用下さい。

* サンプルはご用意させていただきますので、ご遠慮なくお申しつけ下さい。

* ご確認事項等ございましたらお手数ですが弊社までご連絡願います。

但し A-03、A-04 を高温培養（60℃以上の培養）に使う場合、使用后、パウチ袋の開封時に剤が高温になって発火する可能性もあります。その為、高温培養後、剤を取り出したら、直ぐに水に浸してから廃棄して下さい（使用直後の剤はかなり高温になりますので、火傷にご注意下さい）。

お客様には大変ご不便、ご迷惑をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い致します。

敬具