

試験成績書

発行日： 2023 年 11 月 29 日

【試験製品】

製品名 : スポットインドール試薬
Lot No. : SI-2311A
製造日 : 2023 年 11 月 14 日
有効期限 : 製造より1年

【外観試験】

試験実施日： 2023 年 11 月 14 日

| 試験項目 | 判定基準 | 判定 |
|------|--------------|----|
| 試薬外観 | ラベル内容 | 適合 |
| | ラベル貼付 | 適合 |
| 外箱 | ラベル内容 | 適合 |
| | ラベル貼付（前面・背面） | 適合 |

【性能試験】

試験実施日： 2023 年 11 月 20 日

| 試験菌 | 判定基準 | 判定 |
|--|--------------------------------------|----|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | 陽性 : 細菌の塗抹標本に青色～青緑色 の変化が現れる（1分以内） | 適合 |
| <i>Fusobacterium necrophorum</i> JCM 3718 | 陽性 : 細菌の塗抹標本に青色～青緑色 の変化が現れる（1分以内） | 適合 |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853 | 陰性 : 変化なし | 適合 |
| <i>Bacteroides fragilis</i> ATCC 25285 | 陰性 : 変化なし | 適合 |

【総合判定】

すべての試験結果が適合する。

株式会社スギヤマゲン

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9

品質管理室 伊藤俊輔

