


白金耳用電気滅菌器

SPEED STERI

新春特別
キャンペーン



定価：208,000円



キャンペーン特別価格

135,000円

※5台限定

- ・ウォームアップのいらぬ電気バーナー
- ・5～10秒で750～1000℃になります
- ・タッチレスIRセンサー技術により自動的に滅菌スタート
- ・火傷防止ランプ機能搭載
- ・自動電源OFF機能付(15分、30分、60分)

品番	HY-1000-KP
電源	100V、50/60Hz、600w
寸法	110×170×180(W×H×D)mm
重量	約1.8kg
滅菌温度	750～1000℃
滅菌加熱時間	5～10秒
滅菌チューブ	径16mm、チューブ長112mm
付属品	白金耳、石英ガラス、白金耳スタンド



株式会社スギヤマゲン