

唾液採取キット - Salivette®

衛生的な唾液の採取に



唾液的の採取を衛生的かつ簡単に行うことができます


- ✓ 2分間で約1mlの唾液を採取
- ✓ 遠心処理で唾液から残渣と粘液成分を分離
- ✓ 唾液を吐き出すことの心理的な抵抗感の軽減
- ✓ スリム設計で場所を取らず多検体を並べることが可能

オーダーインフォメーション

Art.No.	製品名	材質 (本体/キャップ)	希望小売価格 (円)
SG-4351.3000	サリベット - 唾液採取キット(コットン)白キャップ、滅菌済、100本	PP/LD-PE	23,100

* 滅菌済、5本×20袋包装

ご使用方法



*採取できる唾液の量は約1mlです。分析に必要とする唾液量が多い場合は、Salivette®の本数を適宜増やしてください。

*分析までに数時間以上時間が空く場合は、細菌の増殖を抑えるため、 4°C ~ 8°C で冷蔵するか、凍結することをお勧めします。

*本製品は研究目的で製造されています。

※ カタログに記載されている情報は、予告なく変更される可能性があります。
※ 表示価格に消費税は含まれておりません。

製造元 SARSTEDT ザルスタット株式会社

販売店 株式会社スギヤマゲン
since 1932

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9
TEL : 03-3814-0285 FAX : 03-3815-3045
mail : mail@sugiyama-gen.co.jp