

試験成績書

発行日： 2024 年 1 月 30 日

【試験製品】

製品名 : 10%デオキシコール酸ナトリウム水溶液
Lot No. : DH-2401C
製造日 : 2024 年 1 月 23 日
有効期限 : スギヤマゲン出荷後6か月

【外観試験】

試験実施日： 2024 年 1 月 23 日

| 試験項目 | 判定基準 | 判定 |
|------|--------------|----|
| 試薬外観 | ラベル内容 | 適合 |
| | ラベル貼付 | 適合 |
| 外箱 | ラベル内容 | 適合 |
| | ラベル貼付（前面・背面） | 適合 |

【性能試験】

試験実施日： 2024 年 1 月 29 日

| 試験菌 | 判定基準 | 判定 |
|--|-----------|----|
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 6305 | 陽性 : 透明化 | 適合 |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 | 陰性 : 変化なし | 適合 |

【総合判定】

すべての試験結果が適合する。

株式会社スギヤマゲン

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9

品質管理室 伊藤俊輔

