

お客様各位

令和 7 年 5 月吉日

アネロパック・ケンキ（5%） A-07 後継品について

拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別なるお引立てに預かり厚く御礼申し上げます。

表題製品 A-07 は 2024 年 4 月をもって製造設備の老朽化に伴い販売を終了致しました。2023 年 11 月より後継品として A-07N を販売致しましたが、長時間培養を行った際、CO₂ の減衰が A-07 と比べ早く、4～5 時間後には、ほぼ無くなります。BIONIX 等、短時間の反応であれば問題ありませんが、角型ジャー（標準型：A-110）を用いた長時間の培養実験には不向きな為、長時間 CO₂ を維持できる A-07MJ を新たに準備致しました。

今後 A-07 の後継品としては、

- ・ A-07N … BIONIX 用（パウチ袋を用いた短時間の反応）
（20 個入 定価：8,000 円）
- ・ A-07MJ … 中型ジャー（A-119）を用いた長時間培養用
（20 個入 定価：8,000 円）

の 2 種類を用途別にご用意させていただきます。

* A-07MJ は中型ジャーを使用致します、詳細は別紙参照願います。

お客様には大変ご不便をお掛け致しますが、何卒ご了承頂きます様お願い申し上げます。

敬具

株式会社スギヤマゲン
微生物事業部
TEL:03-3814-0285
FAX:03-3815-3045