

試験成績書

発行日： 2025 年 6 月 9 日

【試験製品】

製品名： クロキサシリン水溶液
Lot No.： CX-2506A
製造日： 2025 年 6 月 3 日
有効期限： 製造後2年

【外観試験】

試験実施日： 2025 年 6 月 3 日

試験項目	判定基準	判定
試薬外観	容器外観（傷、汚れ等の異常がないこと）	適合
	試薬色調（無色透明）	適合

【性能試験】

判定日： 2025 年 6 月 7 日

試験菌	判定基準	判定
<i>Klebsiella aerogenes</i> 臨床菌株 SG管理 No.5079 AmpC過剰産生（+）KPC（-）	35°C16時間培養後、CMZでクロキサシリン溶液の添加により5mm以上の阻止円径拡大あり	適合
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC-BAA 1705 AmpC過剰産生（-）KPC（+）	35°C16時間培養後、MEPMでクロキサシリン溶液の添加による阻止円径の拡大が5mm未満	適合
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 AmpC過剰産生（-）KPC（-）	35°C16時間培養後、CMZ、MEPMいずれもクロキサシリン溶液の添加による阻止円径の拡大が5mm未満	適合

【総合判定】

すべての試験結果が適合する。

株式会社スギヤマゲン

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9

品質管理室 伊藤俊輔

