

採便管

(プッシュタイプ&スクリュウタイプ)





品名	品番	包装単位	スティック形状	色 (キャップ/本体)	有効期限	規格
採便管 (プッシュタイプ)	GP1000	50本×20箱	穴なし	乳白/白	18ヶ月	材質 本体:PP/キャップ:PE 変法キャリアープレア培地 内容量:1mL 開封確認印字 (GNS) 付 サイズ:10φ×80mm
採便管 (プッシュタイプ)	GP1100	10本×10束×20袋 ※バルク包装	穴なし	乳白/白	18ヶ月	
採便管 (プッシュタイプ)	GG1000	50本×20箱	穴あり	白/白	18ヶ月	
採便管 (プッシュタイプ)	GG1100	10本×10束×20袋 ※バルク包装	穴あり	白/白	18ヶ月	
採便管 (プッシュタイプ)	GG1500	1本/袋×100袋×10箱 ※バルク包装	穴あり	青/白	18ヶ月	
採便管 (プッシュタイプ)	GG2000	50本×20箱	穴あり	白/白	18ヶ月	材質 本体:PP/キャップ:PE 変法キャリアープレア培地 (BTB入り) 内容量:1mL 開封確認印字 (GNS) 付 サイズ:10φ×80mm
採便管 (プッシュタイプ)	GG2100	10本×10束×20袋 ※バルク包装	穴あり	白/白	18ヶ月	
採便管 (スクリュータイプ)	GL1000	50本×20箱	さじ	白/白	18ヶ月	材質 本体:PP/キャップ:PP 変法キャリアープレア培地 (BTB入り) 内容量:3.3mL ラベル付 サイズ:15φ×92mm
採便管 (スクリュータイプ)	GL3000	50本×20袋	さじ	白/白	36ヶ月	

内容について、予告なく変更することがございます。予めご了承ください。

保管条件:室温保存