


採便管

(プッシュタイプ&スクリュータイプ)





GP1000 GP1100



GG1000 GG1100



GG1500



GG2000 GG2100



GL1000



GL3000

品名	品番	包装単位	スティック形状	色 (キャップ/本体)	有効期限	規格
採便管 (プッシュタイプ)	GP1000	50本×20箱	穴なし	乳白/白	1年	材質 本体:PP/キャップ:PE 変法キャリーブリア培地 内容量:1mL 開封確認印字 (GNS) 付 サイズ:10φ×80mm
採便管 (プッシュタイプ)	GP1100	10本×10束×20袋 ※バルク包装	穴なし	乳白/白	1年	
採便管 (プッシュタイプ)	GG1000	50本×20箱	穴あり	白/白	1年	
採便管 (プッシュタイプ)	GG1100	10本×10束×20袋 ※バルク包装	穴あり	白/白	1年	
採便管 (プッシュタイプ)	GG1500	1本/袋×100袋×10箱 ※バルク包装	穴あり	青/白	1年	
採便管 (プッシュタイプ)	GG2000	50本×20箱	穴あり	白/白	1年	材質 本体:PP/キャップ:PE 変法キャリーブリア培地 (BTB入り) 内容量:1mL 開封確認印字 (GNS) 付 サイズ:10φ×80mm
採便管 (プッシュタイプ)	GG2100	10本×10束×20袋 ※バルク包装	穴あり	白/白	1年	
採便管 (スクリュタイプ)	GL1000	50本×20箱	さじ	白/白	1年	材質 本体:PP/キャップ:PP 変法キャリーブリア培地 (BTB入り) 内容量:3.3mL ラベル付 サイズ:15φ×92mm
採便管 (スクリュタイプ)	GL3000	50本×20袋	さじ	白/白	3年	材質 本体:PP/キャップ:PP 培地なし ラベルなし サイズ:15φ×92mm