

試験成績書

発行日： 2025 年 10 月 28 日

【試験製品】

製品名： ボロン酸溶液
Lot No.： BO-2510C
製造日： 2025 年 10 月 21 日
有効期限： 製造後2年

【外観試験】

試験実施日： 2025 年 10 月 21 日

| 試験項目 | 判定基準 | 判定 |
|------|-----------|----|
| 試薬外観 | 容器外観 | 適合 |
| | 試薬色調（淡黄色） | 適合 |

【性能試験】

判定日： 2025 年 10 月 24 日

| 試験菌 | 判定基準 | 判定 |
|---|--|----|
| <i>Klebsiella aerogenes</i> 臨床菌株 SG管理 No.5079 AmpC過剰産生（+）KPC（-） | 35°C16時間培養後、PBA添加により 阻止円径5mm以上拡大 | 適合 |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC-BAA 1705 AmpC過剰産生（-）KPC（+） | 35°C16時間培養後、PBA添加により 阻止円径5mm以上拡大 | 適合 |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 AmpC過剰産生（-）KPC（-） | 35°C16時間培養後、PBA添加により 阻止円径5mm以上拡大認めず | 適合 |

【総合判定】

すべての試験結果が適合する。

株式会社スギヤマゲン

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9

品質管理室 伊藤俊輔

