

試験成績書

発行日： 2025 年 9 月 11 日

【試験製品】

製品名： スポットインドール試験
Lot No.： SI-2508D
製造日： 2025 年 8 月 26 日
有効期限： 製造より1年

【外観試験】

試験実施日： 2025 年 8 月 26 日

試験項目	判定基準	判定
試験外観	ラベル内容	適合
	ラベル貼付	適合
外箱	ラベル内容	適合
	ラベル貼付（前面・背面）	適合

【性能試験】

試験実施日： 2025 年 9 月 8 日

試験菌	判定基準	判定
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	陽性： 細菌の塗抹標本に青色～青緑色 の変化が現れる（1分以内）	適合
<i>Fusobacterium necrophorum</i> JCM 3718	陽性： 細菌の塗抹標本に青色～青緑色 の変化が現れる（1分以内）	適合
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	陰性： 変化なし	適合
<i>Bacteroides fragilis</i> ATCC 25285	陰性： 変化なし	適合

【総合判定】

すべての試験結果が適合する。

株式会社スギヤマゲン

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9

品質管理室 伊藤俊輔

