

# 試験成績書

発行日： 2025 年 5 月 15 日

## 【試験製品】

製品名： スポットインドール試薬  
Lot No.： SI-2505E  
製造日： 2025 年 4 月 28 日  
有効期限： 製造より1年

## 【外観試験】

試験実施日： 2025 年 4 月 28 日

| 試験項目 | 判定基準         | 判定 |
|------|--------------|----|
| 試薬外観 | ラベル内容        | 適合 |
|      | ラベル貼付        | 適合 |
| 外箱   | ラベル内容        | 適合 |
|      | ラベル貼付（前面・背面） | 適合 |

## 【性能試験】

試験実施日： 2025 年 5 月 8 日

| 試験菌                                          | 判定基準                                | 判定 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----|
| <i>Escherichia coli</i><br>ATCC 25922        | 陽性： 細菌の塗抹標本に青色～青緑色<br>の変化が現れる（1分以内） | 適合 |
| <i>Fusobacterium necrophorum</i><br>JCM 3718 | 陽性： 細菌の塗抹標本に青色～青緑色<br>の変化が現れる（1分以内） | 適合 |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i><br>ATCC 27853  | 陰性： 変化なし                            | 適合 |
| <i>Bacteroides fragilis</i><br>ATCC 25285    | 陰性： 変化なし                            | 適合 |

## 【総合判定】

すべての試験結果が適合する。

株式会社スギヤマゲン

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9

品質管理室 伊藤俊輔

