

RAST-TAS® シリーズ



流路チップ



画像解析システム

製品名	β-ラクタマーゼ・スクリーニング試薬チップ		腸内細菌目細菌用試薬チップ
検出項目	基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ(ESBL)産生 メタロβ-ラクタマーゼ(MBL)産生		各種抗菌薬に対する感性・非感性
搭載薬剤	● CTX セフトキシム ● CTX/CVA セフトキシム/クラブラン酸 ● CAZ セフトジジム ● CAZ/CVA セフトジジム/クラブラン酸 ● CAZ/EDTA セフトジジム/エチレンジアミン四酢酸 ● MEPM メロペネム ● MEPM/EDTA メロペネム/エチレンジアミン四酢酸		● ABPC アンピシリン ● ABPC/SBT アンピシリン/スルバクタム ● CEZ セファゾリン ● CMZ セフメタゾール ● CTX セフトキシム ● CFPM セフェピム ● MEPM メロペネム ● LVFX レボフロキサシン
貯法	2~25℃		2~8℃
有効期限	製造から12カ月		製造から3カ月
包装単位	10枚/箱(個包装)	3枚/箱(個包装)	3枚/箱(個包装)
品番	16-0396	16-0396-03	24-0951-03
価格(税込)	31,350円	10,560円	16,500円

製品名	画像解析システム	
構成要素	位相差顕微鏡 FS-01	画像解析ソフトウェア FR-01(PC含む)
備考	● 外寸(mm) W160×D190×H310 ● 光学系 有限遠光学系(CCIS®) ● 対物レンズ 10×/0.25Ph	● 省スペースモデルPCに画像解析ソフトウェアを内蔵 ● PCのモデルは販売時期により異なります ● 付属品: モニター、キーボード、マウス
電源	100V, 50/60Hz	
品番	23-0275	
価格(税込)	825,000円	

※本製品は研究用試薬です。

製造元

Φ FUKOKU 株式会社フコク

〒362-8561 埼玉県上尾市菅谷3-105

URL <https://www.fukoku-rubber.co.jp>

販売元

SG
since 1932

Prepare For The Next Stage

株式会社スギヤマゲン

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9

URL <https://www.sugiyama-gen.co.jp>