

株式会社スギヤマゲン



理化学ガラス器具

SG

since 1932



価格表

CATALOG

1 シュレンク・ウェア**窒素 / 真空ライン**

窒素 / 真空ライン	2
------------	---

バブラー／トラップ／ホルダー

バブラー	4
トラップ	4
NMR 管ホルダー	4

シュレンク・チューブ

シュレンク・チューブ フィルター付	5
シュレンク・チューブ 固体管	5
シュレンク・チューブ (B・C・D・E)	5
シュレンク・チューブ 目盛付試験管型	6
シュレンク・チューブ (K・L)	6
シュレンク・チューブ (A1・A2)	7
シュレンク・チューブ (B1・B2)	7
シュレンク・チューブ (F～J)	8
キャップ	8

フラスコ

シュレンク・ナス型フラスコ	9
シュレンク・丸型フラスコ	10

ボトル

シュレンク・ボトル	12
-----------	----

コールドフィンガー／昇華器

コールドフィンガー	13
シュレンク・昇華器	13

コック／コネクター

シュレンク・コック	14
シュレンク・コネクター	14

アダプター

120°・Y字管・X字管アダプター	15
直型アダプター	15
異径接続アダプター	16
セプタムホルダー	16
フィルター付 120°アダプター	17
二又アダプター	17
窒素 / 真空セレクター	18
ガラス製円筒フィルター／ニードル／スリコギ棒	18

分液ロート

シュレンク式分液ロート	19
-------------	----

等圧滴下ロート

等圧滴下ロート・ニードルバルブ付	19
------------------	----

溶媒無水精密蒸留装置

円筒型蒸留受器タイプ	20
丸型蒸留受器タイプ	21

発注記号索引	22
--------	----


窒素/真空ライン

特長

- 化学合成での不活性ガス雰囲気を簡易につくることができます。
- 真空排気と窒素ガスの充填をコックで簡単に切替えることができます。


棒コック型

発注記号	仕様
U-1171	3 連型
U-1172	5 連型





ダルマコック型

発注記号	仕様
U-1075	3 連型
U-1076	5 連型



スクリューコック型


発注記号	仕様
U-1371	3 連型
U-1372	5 連型





バブラー

特長

- 反応系の真空状態および不活性ガスの充填状態を目視で確認できます。
- Cタイプは逆流防止弁により流動パラフィンの逆流を防止します。
- ガス圧調整バブラーはスプリング圧を調節することでガスの流量を調節できます。



発注記号	タイプ	仕様
U-1001	A	
U-1002	B	
U-1003	C	逆流防止弁




ガス圧調整バブラー

発注記号	仕様
U-1903	ガス圧調整バブラー

トラップ

特長

- 真空ポンプに溶媒が逆流するのを防ぎます。




発注記号	タイプ
U-2007	B
U-2008	C
U-2009	D

NMR管ホルダー

特長

- NMR 測定する試料を NMR 管に充填するときに用います。
- グローブボックスを使用するよりも少ない不活性ガスで短時間に試料を充填できます。
- Cタイプは NMR 測定後、NMR 管内で発生したガスを採取することができます。



発注記号	タイプ	仕様
U-2001	A	プラグ型
U-2002	B	ねじ口型
U-2003	C	ねじ口型


シュレンク・チューブ フィルター付



発注記号	容量 (mL)	仕様
U-1041	100mL	フィルター No.3


※ フィルター No.1, 2, 4は別途見積にて対応いたします。

シュレンク・チューブ 固体管




発注記号	容量 (mL)
U-1042	10mL


シュレンク・チューブ (B・C・D・E)




B



C



D




E

発注記号	タイプ	容量 (mL)
U-1013	B	30mL
U-1014	B	50mL
U-1015	C	30mL
U-1016	C	50mL


発注記号	タイプ	容量 (mL)
U-1113	D	30mL
U-1114	D	50mL
U-1115	E	30mL
U-1116	E	50mL

シュレンク・チューブ 目盛付試験管型




発注記号	タイプ	容量 (mL)
U-2011	A	10mL
U-2012	A	20mL
U-2013	B	10mL
U-2014	B	20mL
U-2015	C	10mL
U-2016	C	20mL

シュレンク・チューブ (K・L)




発注記号	タイプ	容量 (mL)
U-2017	K	20mL
U-2018	K	50mL
U-2019	K	100mL
U-2020	L	20mL
U-2021	L	50mL
U-2022	L	100mL

シュレンク・チューブ (A1・A2)



A1



A2


発注記号	タイプ	容量 (mL)	仕様
U-1011	A1	100mL	
U-1012	A2	100mL	フィルター No.3

※ フィルター No.1, 2, 4は別途見積にて対応いたします。

シュレンク・チューブ (B1・B2)



B1




B2


発注記号	タイプ	容量 (mL)	仕様
U-1111	B1	100mL	
U-1112	B2	100mL	フィルター No.3

※ フィルター No.1, 2, 4は別途見積にて対応いたします。


シュレンク・チューブ (F~J)




F




G



H



I



J


発注記号	タイプ	仕様
U-1211	F	100mL
U-1212	F	200mL
U-1311	G	100mL
U-1312	G	200mL
U-1411	H	100mL
U-1412	H	200mL
U-1511	I	100mL
U-1512	I	200mL
U-1611	J	100mL
U-1612	J	200mL

キャップ


オス型
15/25メス型
15/20オス型
29/42メス型
29/32

発注記号	仕様
U-1061	15/25
U-1062	15/20
U-1063	29/42
U-1064	29/32

シュレンク・ナス型フラスコ




発注記号	タイプ	容量 (mL)
U-1220	A	100mL
U-1221	A	300mL
U-1222	A	500mL
U-1223	A	1,000mL



発注記号	タイプ	容量 (mL)
U-1225	B	100mL
U-1226	B	300mL
U-1227	B	500mL
U-1228	B	1,000mL




発注記号	タイプ	容量 (mL)
U-1320	C	100mL
U-1321	C	300mL
U-1322	C	500mL
U-1323	C	1,000mL




発注記号	タイプ	容量 (mL)
U-1325	D	100mL
U-1326	D	300mL
U-1327	D	500mL
U-1328	D	1,000mL


シュレンク・丸型フラスコ




A



B



C




D

発注記号	タイプ	容量 (mL)
U-1420	A	100mL
U-1421	A	300mL
U-1422	A	500mL
U-1423	A	1,000mL


発注記号	タイプ	容量 (mL)
U-1425	B	100mL
U-1426	B	300mL
U-1427	B	500mL
U-1428	B	1,000mL

発注記号	タイプ	容量 (mL)
U-1520	C	100mL
U-1521	C	300mL
U-1522	C	500mL
U-1523	C	1,000mL


発注記号	タイプ	容量 (mL)
U-1525	D	100mL
U-1526	D	300mL
U-1527	D	500mL
U-1528	D	1,000mL



E



F




G

発注記号	タイプ	容量
U-1620	E	50mL
U-1621	E	100mL
U-1622	E	200mL


発注記号	タイプ	容量
U-1720	F	50mL
U-1721	F	100mL
U-1722	F	200mL

発注記号	タイプ	容量
U-1820	G	50mL
U-1821	G	100mL
U-1822	G	200mL

シュレンク・ボトル



A



B



C



D


発注記号	タイプ	容量 (mL)
U-1020	A	100mL
U-1021	A	200mL
U-1022	A	500mL
U-1023	A	1,000mL
U-1024	A	2,000mL

発注記号	タイプ	容量 (mL)
U-1025	B	100mL
U-1026	B	200mL
U-1027	B	500mL
U-1028	B	1,000mL
U-1029	B	2,000mL

発注記号	タイプ	容量 (mL)
U-1120	C	100mL
U-1121	C	200mL
U-1122	C	500mL
U-1123	C	1,000mL
U-1124	C	2,000mL


発注記号	タイプ	容量 (mL)
U-1125	D	100mL
U-1126	D	200mL
U-1127	D	500mL
U-1128	D	1,000mL
U-1129	D	2,000mL

コールドフィンガー




発注記号	規格
U-2140	15/25
U-2141	29/42

シュレンク・昇華器



A

発注記号	タイプ	容量 (mL)
U-2150	A	30mL
U-2151	A	50mL
U-2152	A	100mL
U-2153	A	200mL




B

発注記号	タイプ	容量 (mL)
U-2155	B	30mL
U-2156	B	50mL
U-2157	B	100mL
U-2158	B	200mL

シュレンク・コック

シュレンク・コック A1・A2




A1

A2

発注記号	タイプ
U-1031	A1
U-1032	A2

シュレンク・コック B1・B2




B1

B2

発注記号	タイプ
U-1033	B1
U-1034	B2

二方コック




A

B

発注記号	タイプ
U-1035	A
U-1036	B

三方コック




A

B

発注記号	タイプ
U-1037	A
U-1038	B


シュレンク・コネクター



A

B

発注記号	タイプ
U-1711	A
U-1712	B




C

D

発注記号	タイプ
U-1811	C
U-1812	D

120°・Y字管・X字管アダプター

120° アダプター




A

B

C

発注記号	タイプ
U-1054	A
U-1055	B
U-1056	C

Y字管アダプター




A

B


発注記号	タイプ
U-1154	A
U-1155	B

X字管アダプター



発注記号	タイプ
U-1156	A

直型アダプター



A


B

C

D

発注記号	タイプ
U-1051	A
U-1052	B
U-1053	C
U-1057	D

異径接続アダプター




A

B

C

D

発注記号	タイプ
U-1251	A
U-1252	B
U-1253	C
U-1254	D



E

F


G

H

発注記号	タイプ
U-1255	E
U-1256	F
U-1257	G
U-1258	H

セプタムホルダー

セプタムホルダー



A

B

C

D


E

発注記号	タイプ
U-1095	A
U-1096	B
U-1097	C
U-1098	D
U-1099	E

セプタム

発注記号	仕様
U-1100	10 個入り


フィルター付120°アダプター



発注記号	タイプ	仕様
U-1081	A	フィルター No.2
U-1082	B	フィルター No.2
U-1083	C	フィルター No.2
U-1084	D	フィルター No.2
U-1085	E	フィルター No.2

※ フィルター No.1, 3, 4は別途見積にて対応いたします。


二又アダプター




発注記号	タイプ
U-1091	A
U-1092	B
U-1093	C
U-1094	D

窒素/真空セレクトター


Q 型



S 型



R 型




発注記号	備考
U-1164Q	Q 型
U-1164R	R 型
U-1164S	S 型

ガラス製円筒フィルター/ニードル/スリコギ棒


ガラス製円筒フィルター

※ TF チューブまたはビニール管と接続して使用




発注記号	備考
U-1161	ガラス製円筒フィルター (No.1)
U-1162	ニードル (ステンレス製) 300mm
U-1163	スリコギ棒 (ガラス製)

シュレンク式分液ロート




発注記号	容量 (mL)
U-2121	500mL
U-2122	1,000mL

等圧滴下式ロート・ニードルバルブ付



発注記号	容量 (mL)
U-2126	30mL
U-2127	50mL
U-2128	100mL
U-2129	200mL
U-2130	300mL

溶媒無水精密蒸留装置 円筒型蒸留受器タイプ




特長

- 冷却器は真空ジャケットを採用し、結露を防止する構造になっています。
- 冷却器、蒸留受器、蒸留フラスコ、シュレンク・チューブは用途に合わせてサイズをお選びいただけます。

図番	発注記号	仕様
A	U-1003	
B	U-1037	
C	U-3011	L=250mm
	U-3012	L=300mm
	U-3013	L=350mm
D	U-3021	100mL
	U-3022	300mL
	U-3023	500mL
	U-3024	1,000mL
E	U-3041	100mL
	U-3042	300mL
	U-3043	500mL
	U-3044	1,000mL
	U-3045	2,000mL
F	U-3002	
G	U-1013	30mL
	U-1014	50mL
H	U-3051	

溶媒無水精密蒸留装置 丸型蒸留受器タイプ



特長

- 冷却器は真空ジャケットを採用し、結露を防止する構造になっています。
- 冷却器、蒸留受器、蒸留フラスコ、シュレンク・チューブは用途に合わせてサイズをお選びいただけます。

図番	発注記号	仕様
A	U-1003	
B	U-1037	
C	U-3011	L=250mm
	U-3012	L=300mm
	U-3013	L=350mm
D	U-3031	100mL
	U-3032	300mL
	U-3033	500mL
	U-3034	1,000mL
E	U-3041	100mL
	U-3042	300mL
	U-3043	500mL
	U-3044	1,000mL
	U-3045	2,000mL
F	U-3002	
G	U-1013	30mL
H	U-1014	50mL
	U-3051	

発注記号索引

発注記号	ページ	発注記号	ページ	発注記号	ページ
U-1001	4	U-1099	16	U-1327	9
U-1002	4	U-1100	16	U-1328	9
U-1003	4, 20, 21	U-1111	7	U-1371	3
U-1011	7	U-1112	7	U-1372	3
U-1012	7	U-1113	5	U-1411	8
U-1013	5, 20, 21	U-1114	5	U-1412	8
U-1014	5, 20, 21	U-1115	5	U-1420	10
U-1015	5	U-1116	5	U-1421	10
U-1016	5	U-1120	12	U-1422	10
U-1020	12	U-1121	12	U-1423	10
U-1021	12	U-1122	12	U-1425	10
U-1022	12	U-1123	12	U-1426	10
U-1023	12	U-1124	12	U-1427	10
U-1024	12	U-1125	12	U-1428	10
U-1025	12	U-1126	12	U-1511	8
U-1026	12	U-1127	12	U-1512	8
U-1027	12	U-1128	12	U-1520	10
U-1028	12	U-1129	12	U-1521	10
U-1029	12	U-1154	15	U-1522	10
U-1031	14	U-1155	15	U-1523	10
U-1032	14	U-1156	15	U-1525	10
U-1033	14	U-1161	18	U-1526	10
U-1034	14	U-1162	18	U-1527	10
U-1035	14	U-1163	18	U-1528	10
U-1036	14	U-1164Q	18	U-1611	8
U-1037	14, 20, 21	U-1164R	18	U-1612	8
U-1038	14	U-1164S	18	U-1620	11
U-1041	5	U-1171	2	U-1621	11
U-1042	5	U-1172	2	U-1622	11
U-1051	15	U-1211	8	U-1711	14
U-1052	15	U-1212	8	U-1712	14
U-1053	15	U-1220	9	U-1720	11
U-1054	15	U-1221	9	U-1721	11
U-1055	15	U-1222	9	U-1722	11
U-1056	15	U-1223	9	U-1811	14
U-1057	15	U-1225	9	U-1812	14
U-1061	8	U-1226	9	U-1820	11
U-1062	8	U-1227	9	U-1821	11
U-1063	8	U-1228	9	U-1822	11
U-1064	8	U-1251	16	U-1903	4
U-1075	2	U-1252	16	U-2001	4
U-1076	2	U-1253	16	U-2002	4
U-1081	17	U-1254	16	U-2003	4
U-1082	17	U-1255	16	U-2007	4
U-1083	17	U-1256	16	U-2008	4
U-1084	17	U-1257	16	U-2009	4
U-1085	17	U-1258	16	U-2011	6
U-1091	17	U-1311	8	U-2012	6
U-1092	17	U-1312	8	U-2013	6
U-1093	17	U-1320	9	U-2014	6
U-1094	17	U-1321	9	U-2015	6
U-1095	16	U-1322	9	U-2016	6
U-1096	16	U-1323	9	U-2017	6
U-1097	16	U-1325	9	U-2018	6
U-1098	16	U-1326	9	U-2019	6

発注記号	ページ
U-2020	6
U-2021	6
U-2022	6
U-2121	19
U-2122	19
U-2126	19
U-2127	19
U-2128	19
U-2129	19
U-2130	19
U-2140	13
U-2141	13
U-2150	13
U-2151	13
U-2152	13
U-2153	13
U-2155	13
U-2156	13
U-2157	13
U-2158	13
U-3002	20, 21
U-3011	20, 21
U-3012	20, 21
U-3013	20, 21
U-3021	20
U-3022	20
U-3023	20
U-3024	20
U-3031	21
U-3032	21
U-3033	21
U-3034	21
U-3041	20, 21
U-3042	20, 21
U-3043	20, 21
U-3044	20, 21
U-3045	20, 21
U-3051	20, 21



〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目34番9号
TEL : 03-3814-0285 (代) FAX : 03-3815-3045
<http://www.sugiyama-gen.co.jp>
e-mail : mail@sugiyama-gen.co.jp