

Carry't in safe **BIOHAZARD** in the Hospital

検体  保管

キャリット2

院内短時間の検体・血液製剤等の保管に最適



プラスチック製のため、水洗い可能で衛生的です。また、液漏れの心配はありません。



※上記画像はスぺーサー、保冷剤が含まれております



施錠可能です。

※鍵は販売しておりません。

キャリット 2（検体保管容器）

商品コード	SBE-CRT2
サイズ	外寸：333×251×H306 (mm) 内寸：251×176×H221 (mm)
価 格	6,500 円

オプション

上記キャリットと組み合わせて使用可能





2-6℃定温スぺーサー （保冷剤立て）

※4℃融点蓄熱剤内装

商品コード	SBE-CRT-CT
有効内寸	約 W145×D135×H120 (mm)
価 格	6,800 円

2-6℃定温スぺーサー搭載で、臨床検体や血液製剤等の搬送の際、2-6℃の範囲内で正確に維持することが可能です。

ISO 15189 / 病院評価機構の温度管理に対応！



冷却スぺーサー （保冷剤立て）

商品コード	SBE-CRT-C
有効内寸	155×135×H115 (mm)
価 格	3,800 円

保冷剤 （キャリット用）

商品コード	SBE-500N-1
仕 様	0℃融点 500g
サイズ	190×140×25+4 (mm)
価 格	450 円 / 1 枚

