

# 材料の採取法、採取医療と検査開始までの許容時間 (日本臨床微生物学会編：臨床嫌気性菌検査法'97より)

材料の種類と採取量	許容時間	
吸引材料		
滅菌試験管に入れた場合		
ごく少量 (1ml未満) .....	10分以内	
少量 (1ml) .....	30分以内	
大量 (2ml以上) .....	2～3時間以内	
嫌気性容器に入れた場合		
ごく少量 .....	30分以内	
1ml以上 .....	2～3時間以内	
組織、生検材料		
滅菌容器に入れた場合 .....	30分以内	
滅菌容器に入れて嫌気性バッグに入れた場合 または嫌気性容器に入れた場合 .....		1～3時間以内
スワブで採取した材料		
嫌気性輸送容器(乾燥防止が可能な)に入れた場合 .....	1時間以内	
嫌気性輸送培地を使用した場合 .....	2～3時間以内	