

新規格適合の牛豚のふき取り検査時に便利！！

ステンレス製枠板5×5



*表示の商品は試作品となります。実際の商品とは若干異なります。

～商品の特徴～

- ・ 金属枠が5 cm×5 cmのため、ふき取り検査時こちらの商品を検査対象の牛・豚に押しあてて枠の中を滅菌済のメスで切り取っていただきますと食品衛生法の規定通りの表面積で検体を採取できます。
- ・ 材質がステンレスのため滅菌可能で、繰り返しご利用いただけます。
- ・ また材質の特性上こちらの商品を検査対象の牛・豚に押し当てても変形せず、常に一定の表面積をキープできるため安定したサンプリングが可能になります。

～商品規格～

- ・ 品番・・・SW-5
- ・ 材質・・・ステンレス
- ・ 枠のサイズ・・・50 mm×50 mm
- ・ 外形・・・70 mm×90 mm、厚さ1 mm
- ・ 販売希望価格・・・5 枚入り ￥5,500

