

アネロパック・密閉容器適合一覧表

		角ジャー				パウチ袋	
		A-112	A-119	A-110	A-111	A-98	A-58,A-65
		W213×L280×H112	W170×L240×H80	W135×L197×H95	W135×L197×H18		
		大型 (7L)	中型 (3.5L)	標準型 (2.5L)	薄型 (500ml)	Wチャック付き スタンディングパウチ	Wチャック付き袋 (標準) 専用パウチ袋 (標準)
アネロパックケンキ (中/3.5L)	A-06		1個				
アネロパックケンキ	A-02,03,04	3個		1個		1個	
アネロパックケンキ10%	A-09			1個			
アネロパックケンキ5%	A-07			1個			
アネロパックケンキ (高温菌用)	A-05,205					1個	
アネロパウチケンキ	A-12,13,213				1個		1個
アネロパック微好気 (7L)	A-29	1個					
アネロパック微好気 (標準ジャー用)	A-28			1個		1個※①	
アネロパウチ微好気 (薄型ジャー用)	A-27				1個		
アネロパウチ微好気 (パウチ袋用)	A-25						1個※②
アネロパックCO2	A-61,62	3個	1個	1個		1個※①	
アネロパウチCO2	A-63				1個		1個※②

※①必ずシャーレラックを併用してください。

※②パウチ袋の組み合わせで使用する場合は必ずシャーレを2枚入れてください。

1枚だけの培養の場合でも、空のシャーレをもう一枚入れてください。