


ウイルス検査コントロール試料

Randox社製



フルプロセスコントロールが登場

イギリス、Randox社製のwhole virusを加熱とガンマ線により不活化した溶液を凍結した世界でも他にない商品になります。

SARS-CoV-2に対するRNA抽出作業からウイルスの検出工程まで完全にトレースできるため機器や検査手技の精度の確認が行えます。精度管理用のフルプロセスコントロールに最適な商品です。

品名	品番	入数	濃度	価格(送料込)
SARS-CoV-2 Q Control	SCV2QC	0.5ml×5本入り	10,000dc	77,000円

- ※ 保管温度 -20℃以下
- ※ dcとは、デジタルコピーという製造業者で使用する測定法の単位となります
- ※ 他にも取り扱い試料がございます。裏面もご確認ください。



Prepare For The Next Stage

株式会社スギヤマゲン

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9 TEL: 03-3814-0285 FAX: 03-3815-3045
E-mail: mail@sugiyama-gen.co.jp URL: http://www.sugiyama-gen.co.jp

ウイルス検査コントロール試料

Randox社製

複数ラインナップのコントロール試料をご用意しております。

品名	品番	内容量	価格(送料込)
SARS-CoV-2 Molecular Q Panel	SCV2MQP	0.5 ml × 4本入り (各濃度1本)	113,000円

約10,000dC/mL、約1,000dC/mL、約100dC/mLの3濃度に調整された試料と陰性コントロールのセット。

品名	品番	内容量	価格(送料込)
SARS-CoV-2 Analytical Q Panel	SCV2AQP	0.5 ml × 9本入り (各濃度1本)	225,000円

約1,000,000dC/mL、約100,000dC/mL、約10,000dC/mL、約5,000dC/mL、約1,000dC/mL、約500dC/mL、約100dC/mL、約50dC/mLの8濃度に調整された試料と陰性コントロールのセット。

品名	品番	内容量	価格(送料込)
Q control Multiplex control	RTX1QC	0.7 ml × 5本入り (全て同一濃度)	100,000円

「Influenza A Type H1N1」「Influenza B Type Victoria」
「Respiratory Syncytial Virus Type A」「SARS-CoV-2」の4種類のウイルスを
ミックスした試薬になっております。

・販売元



Prepare For The Next Stage

株式会社スギヤマゲン

・製造元

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9
TEL : 03-3814-0285
FAX : 03-3815-3045

イギリス: ランドックス社