

NEW!

# プール式PCR検査向け器材

## 唾液採取用綿棒 & 不活化液

唾液採取用綿棒「エススティック」:

吸水性と検体の採取率に優れたポリエステル製綿棒。

滅菌・一本個包装

唾液採集後、スリットを折ってPCRメディアSGに収納。



(ブレイクポイント95mm、綿球Φ9mm)

(綿棒を口の中に約1分間含んで、唾液を綿棒に染み込ませてください)


不活化液「PCRメディアSG」:

塩酸グアニジン40%含有しており、検体採取後の感染リスクを低減します。容量、4.3mlと3mlの2種類。

大型装置向け  
容量4.3ml



一般向け  
容量3ml



(注意)

PCRメディアSGは試薬や機器によりお使い頂けない場合がございます。

後工程で使用するキットの添付文書の記載をご確認ください。

品名	品番	長さ/容量	入数	保管温度	価格(円/税別)
エススティック	PX1509SZ	150mm	300本	-	24,000
PCRメディアSG	SGFK-4S	4.3ml	50本	室温	20,000
PCRメディアSG	SGFK-3D	3ml	50本	室温	20,000

【販売元】



Prepare For The Next Stage  
株式会社スギヤマゲン

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9  
TEL:03-3814-0285 FAX:03-3815-3045

NEW!